## Орцин-сернокислотный метод

Dubois M, Gilles K.A., Hamilton J.K., Rebers P.A., Smith F. (1956). Anal. Chem., 28, 350.

**Чувствительность**: 0-20 мкг сахара в 200 мкл. **Финальный объем** – 1,0 мл

## Реагенты:

Охлажденный орцинол (перекристаллизованный из бензола) растворите в концентрированной серной кислоте (2  $\Gamma/\pi$ ).

Этот реагент должен быть приготовлен непосредственно перед использованием. Но может храниться в течение недели при +4 °C

## Memo∂:

- 1. Охладите во льду образцы, стандарты и контроли (200 мкл)
- 2. Осторожно добавьте охлажденный во льду реагент (800 мкл)
- 3. Нагрейте смесь на водяной бане 15 минут
- 4. Охладите до комнатной температуры и измеряйте поглощение при 420 нм

Примечание: нейтральные сахара влияют на исследование в значительной степени. Однако, влияние может быть уменьшено с использованием соответствующих контролей. Разные уроновые кислоты дают различный отклик при проведении этого исследования